

軽量化と使い勝手を考えた、新しいフォルム

ファーストフ렌ツェル眼鏡 5型

S-5



● 当社従来品と比べ**41%軽量化**を実現
超軽量170g(固定ベルト非装着、電池含)

● 持ち運びやすく、どこでもめまいのスクリーニング検査

● 被験者にフィットし、観察者の手になじむフォルム

● LED特有の白色を、眼球運動観察に適した電球色に補正

※「光拡散キャップ付発光ダイオード照明方式」を採用。

特徴

- 丈夫で軽量のABS樹脂フレームの為、取扱が簡単
- 眼球の動きをより観察し易い様、LEDを2個使用
- 単4型乾電池1個で使用可能

レンズ

高品質な強化プラスチックレンズを使用している為、被験者の微細な眼球の動きまで鮮明に観察する事が可能です。



フェイスパッド

簡単に交換できるフェイスパッドを採用し、常に清潔な状態でご使用出来ます。



仕様

電気安全試験	JIS T 0601-1に適合
EMC	JIS T 0601-1-2に適合
電撃に対する保護の形式	内部電源機器
電撃に対する保護の程度	BF形装着部を有する機器
定格電圧	直流 1.5V
消費電流	0.17A

眼球観察方式	プラスチック製凸レンズ拡大方式
照明方式	光拡散キャップ付発光ダイオード照明方式
眼鏡固定方式	人工レザ製マジックテープベルト固定式
電源	単4型乾電池 ×1個
重量	195g (固定ベルト装着の場合) 170g (固定ベルトなしの場合)

- 販売名 ファーストフレンツェル眼鏡 5型
- クラス分類 一般医療機器
- 許可番号 13B1X00137148138
- JMDNコード 70653000

構成

フレンツェル眼鏡 (型式:S-5) 本体	1台
固定ベルト (48-135-40)	1組
単4型アルカリ	2本 (1本は予備)
予備フェイスゴムパッド (48-150-12)	1枚

保証書	1枚
添付文書	1枚
取扱説明書	1冊
格納箱	1個