

眼球運動検査装置用プログラム「yVOG（ワイボーグ）」

類別：プログラム1 疾病診断用プログラム

一般の名称：眼球運動検査装置用プログラム

JMDN:70093012

クラス分類：管理医療機器（クラスⅡ）

販売名：眼球運動検査装置用プログラム yVOG

認証番号：228AFBZX00141000 号

概要

本プログラムは、眼球運動検査装置が出力する、若しくは記録されたビデオ映像、及び角速度センサ等を入力として扱い、水平、垂直、回旋性運動を解析するプログラムです。

