

眼球運動検査装置「yVOG-Glass (ワイボーグ-グラス)」

一般的名称：眼球運動検査装置

JMDN:70093000

クラス分類：管理医療機器（クラスⅡ）

販売名：眼球運動検査装置 yVOG-Glass

認証番号：229AFBZX00076000 号

概要

赤外線カメラを内蔵した眼鏡を患者が装着し、患者の眼球運動の映像記録及び眼球運動刺激の検出結果をコンピューター処理し、処理後の眼球運動情報をめまい、平衡機能検査のために医師に提供する。

