







**咽喉頭科手術用  
関連機器カタログ**

**THROAT INSTRUMENTS CATALOG**





# 寸法早見表 Quick Reference of Dimensions

- ◆ 各製品の全長・有効長等の表記は、それぞれ以下の部分を指しています。
- ◆ Scaleは実寸の縮尺率を示します。◆ 寸法の先端とはイラストの左側になります。

## 咽喉頭



## 気管食道



# 咽喉頭科手術用関連機器

## INDEX

開口器	3~8
ピンセット	9
吸引管	10~11
舌圧子	12
扁桃用鉤鉗子	13
扁桃止血鉗子	14
深部結紮用鉗子	14
喉頭鉗子	15
ラリngo鉗子	16~19
扁桃吸引剥離子	20
扁桃周囲膿瘍刀	21
扁桃摘出用刀	21~22
輪状刀	23
喉頭刀	23~24
口蓋弓鉤	25
ラリngo喉頭鉤	25
扁桃剥離用剪刀	26
ジャクソン型スプレー	27
洗浄器・注射器	28
ラリngo喉頭鏡	29~31
ラリngo支持台	31
絞断器	32
会厭軟骨起子	33
消息子	33
指甲	33
扁桃摘出用血管纏絡針	33
捲綿子	34
鼻咽腔鏡	34

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

ジャクソン型スプレー

洗浄器・注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

### 開口器 デビスクロー氏 Davis-Crowe mouth gag

クラス分類：一般 JMDN：70969001 届出番号：13B1X00137008500

聖マリ医大改良型 St. Marianna University improved type



※70-100-00 4本組

・本体、ブレードNO.1~4各1本

70-100-10 ブレード NO.1

●全長 overall length：163mm

70-100-20 ブレード NO.2

●全長 overall length：165mm

70-100-30 ブレード NO.3

●全長 overall length：170mm

70-100-40 ブレード NO.4



●全長 overall length：175mm

Scale：30%

70-100-90 本体

Scale：60%

●材質：ステンレス（テフロン加工）



70-100-10

70-100-20

70-100-30

70-100-40

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー

洗滌器  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

開口器 デビスクロー氏 Davis-Crowe mouth gag

クラス分類：一般 JMDN：70969001 届出番号：13B1X00137008500

聖マリ医大改良型 可変式 St. Marianna University improved type, variable pattern



※70-101-00 4本組

・本体、ブレードNO.1~4各1本

70-100-10 ブレード NO.1

●全長 overall length：163mm

70-100-20 ブレード NO.2

●全長 overall length：165mm

70-100-30 ブレード NO.3

●全長 overall length：170mm

70-100-40 ブレード NO.4



●全長 overall length：175mm

Scale：30%

70-101-90 本体

Scale：60%

●材質：ステンレス（テフロン加工）



開口器

ヒンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

ジャクソン型  
スプレー

洗滌器・  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

### 開口器 デビスクロー氏 Davis-Crowe mouth gag

クラス分類：一般 JMDN：70969001 届出番号：13B1X00137008500

改良型全麻用 Improved type for general anesthesia



※70-102-03 3本組

・本体、ブレードNO.1、NO.3、NO.5各1本

70-102-31 3本組用 ブレード NO.1

●全長 overall length：123mm

70-102-33 3本組用 ブレード NO.3

●全長 overall length：143mm

70-102-35 3本組用 ブレード NO.5

●全長 overall length：145mm

※70-102-06 6本組

・本体、ブレードNO.1~6各1本

70-102-61 6本組用 ブレード NO.1

●全長 overall length：123mm

70-102-62 6本組用 ブレード NO.2

●全長 overall length：133mm

70-102-63 6本組用 ブレード NO.3

●全長 overall length：143mm

70-102-64 6本組用 ブレード NO.4

●全長：140mm

70-102-65 6本組用 ブレード NO.5

●全長 overall length：145mm

70-102-66 6本組用 ブレード NO.6


●全長 overall length：150mm

Scale：30%


70-102-90 本体

Scale：50%

●材質：ステンレス (テフロン加工)



全麻用 窓無 Improved type for general anesthesia, no hole



※70-103-00 3本組

・本体、ブレードNO.1、NO.3、NO.5各1本

※70-103-10 ブレード NO.1

●全長 overall length：123mm

※70-103-30 ブレード NO.3

●全長 overall length：143mm

※70-103-50 ブレード NO.5

●全長 overall length：145mm

70-102-90 本体

●材質：ステンレス (テフロン加工)

※印の製品はイラスト掲載はありません。

開口器  
ピンセット  
吸引管  
舌圧子  
鉗子  
剥離子  
メス  
鉤  
剪刀  
シャクン型スプレー  
洗浄器  
注射器  
喉頭鏡  
絞断器  
咽喉頭用機器

開口器 デビスクロー氏 Davis-Crowe mouth gag

クラス分類：一般 JMDN：70969001 届出番号：13B1X00137008500

東北大改良型 Tohoku University improved type




※70-105-00 3本組  
・本体、ブレードNO.1、NO.3、NO.5各1本

※70-106-00 5本組  
・本体、ブレードNO.1~5各1本

- 70-106-10 ブレード NO.1
- 70-106-20 ブレード NO.2
- 70-106-30 ブレード NO.3
- 70-106-40 ブレード NO.4
- 70-106-50 ブレード NO.5

●全長 overall length：150mm  
●材質：ステンレス（テフロン加工）  
Scale：30%

70-100-90 本体  
●材質：ステンレス（テフロン加工）  
Scale：50%



デビスクロー氏 Davis-Crowe




※70-104-00 5本組  
・本体、ブレードNO.1~5各1本

- 70-104-10 ブレード NO.1  
●全長 overall length：142mm
- 70-104-20 ブレード NO.2  
●全長 overall length：144mm
- 70-104-30 ブレード NO.3  
●全長 overall length：144mm
- 70-104-40 ブレード NO.4  
●全長 overall length：153mm
- 70-104-50 ブレード NO.5  
●全長 overall length：153mm

●材質：ステンレス（テフロン加工）  
Scale：30%

70-104-90 本体  
●材質：ステンレス（テフロン加工）  
Scale：50%




※印の製品はイラスト掲載はありません。

## 開口器 Mouth gag

クラス分類：一般 JMDN：70969001 届出番号：13B1X00137008500 (70-109-70~80除く)

### ディングマン氏 Dingman



#### ※70-109-00 3本組

・本体、ブレードNO.1~3各1本、導光管2本、誘導管

#### 70-109-10 ブレード NO.1

●全長 overall length：125mm

#### 70-109-20 ブレード NO.2

●全長 overall length：135mm

#### 70-109-30 ブレード NO.3

●全長 overall length：140mm


●材質：ステンレス (テフロン加工)

Scale：30%

#### 70-109-90 本体

●材質：ステンレス (テフロン加工)

Scale：25%



#### 70-109-70 導光管


●材質：真鍮テフロン加工・グラスファイバー

#### 70-109-80 誘導管 Y字型

●全長 overall length：1500mm

●材質：ステンレス、真鍮クロムメッキ、  
ポリアセタール樹脂、ポリ塩化ビニール

Scale：5%




開口器  
ピンセット  
吸引管  
舌圧子  
鉗子  
剥離子  
メス  
鉤  
剪刀  
シャクン型スプレー  
洗滌器・注射器  
喉頭鏡  
絞断器  
咽喉頭用機器

## 開口器 Mouth gag

クラス分類：一般 JMDN：70969001 届出番号：13B1X00137008500

## 執行式 Shigyo



## 70-127-10 小

- 全長 overall length : 95mm
- 有効長 working length : 78mm

## 70-127-20 大

- 全長 overall length : 145mm
- 有効長 working length : 78mm

- 材質：真鍮クロムメッキ
- Scale : 60%

## デンハルト氏 Denhardt



70-128-00

## 万能型 Universal type



70-129-00

## 70-128-00

- 全長 overall length : 120mm
- 材質：ステンレス

## 70-129-00

- 全長 overall length : 80mm
- 材質：ステンレス

## ハイステル氏 Heister



70-131-00

## エスマルヒ氏 Esmarch



70-132-00

## 70-131-00

- 全長 overall length : 115mm
- 材質：真鍮クロムメッキ

## 70-132-00

- 全長 overall length : 87mm
- 材質：ポリアセタール樹脂

Scale : 40%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

ジャクソン型  
スプレー洗滌器・  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

### 扁桃用ピンセット Tonsil seizing forceps

クラス分類：一般 JMDN：35079001 届出番号：13B1X00137006600

#### 久保氏 Kubo




70-250-10

- 70-250-10 小
- ※70-250-20 中
- ※70-250-30 大


- 全長 overall length：210mm
- 鉤高：7.0mm
- 材質：ステンレス
- Scale：50%




70-250-10



70-250-10



70-250-20



70-250-30

#### 笹木氏 Sasaki



70-257-10

- 70-257-10 小
- 全長 overall length：180mm
- 先端：幅1.5mm
- 鉤高：0.5mm

- ※70-257-30 大
- 全長 overall length：265mm
- 先端：幅3.8mm
- 鉤高：1.0mm



70-257-10

- 材質：ステンレス
- Scale：50%

### 喉頭異物除去ピンセット Laryngeal forceps for removal of foreign bodies

クラス分類：一般 JMDN：35079001 届出番号：13B1X00137006600



- 70-734-00
- 全長 overall length：210mm
- 有効長 working length：32mm
- 反り：45mm ● 先端：幅1.0mm
- 材質：ステンレス
- Scale：40%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー

洗浄器  
注射器


喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

への字型 Suction cannula, angled

クラス分類：一般 JMDN：16432001 届出番号：13B1X00137005400



- ※51-600-02 NO.02
    - 全長 overall length：144mm ● 先端外径：1.7mm
  - ※51-606-01 NO.0 色別リング付 黒
    - 全長 overall length：144mm ● 先端外径：1.9mm
  - ※51-608-10 NO.1 色別リング付 黄 5入
    - 全長 overall length：144mm ● 先端外径：2.2mm
  - ※51-608-20 NO.2 色別リング付 緑 5入
    - 全長 overall length：144mm ● 先端外径：2.4mm
  - 51-608-30 NO.3 色別リング付 赤 5入
    - 全長 overall length：144mm ● 先端外径：2.8mm
  - ※51-608-40 NO.4 短型 色別リング付 青 5入
    - 全長 overall length：144mm ● 先端外径：3.2mm
  - ※51-606-50 NO.5 短型 色別リング付 白
    - 全長 overall length：144mm ● 先端外径：3.7mm
  - ※51-600-60 NO.6 短型
    - 全長 overall length：144mm ● 先端外径：3.9mm
  - 51-607-40 NO.4 長型 色別リング付 青
    - 全長 overall length：167mm ● 先端外径：3.2mm
  - ※51-607-50 NO.5 長型 色別リング付 白
    - 全長 overall length：193mm ● 先端外径：3.7mm
  - ※51-601-60 NO.6 長型
    - 全長 overall length：193mm ● 先端外径：3.9mm
- 後端径：10基  
 ● 材質：真鍮クロムメッキ  
 Scale：60%

への字 イナズマ型 Suction cannula, angled, screwed type

クラス分類：一般 JMDN：16432001 届出番号：13B1X00137005400



- ※51-602-10 NO.1
    - 全長 overall length：144mm ● 先端外径：2.2mm
  - ※51-602-20 NO.2
    - 全長 overall length：144mm ● 先端外径：2.4mm
  - 51-602-30 NO.3
    - 全長 overall length：144mm ● 先端外径：2.8mm
  - ※51-602-40 NO.4 短型
    - 全長 overall length：144mm ● 先端外径：3.2mm
  - ※51-602-50 NO.5 短型
    - 全長 overall length：144mm ● 先端外径：3.7mm
  - ※51-602-60 NO.4 長型
    - 全長 overall length：167mm ● 先端外径：3.2mm
  - ※51-602-70 NO.5 長型
    - 全長 overall length：193mm ● 先端外径：3.7mm
- 材質：真鍮クロムメッキ  
 ・イナズマ型アダプタ差込式  
 Scale：60%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー

洗滌器  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

#### ラリング吸引管 Laryngeal suction cannula

クラス分類：一般 JMDN：16432001 届出番号：13B1X00137005400



72-240-10

**72-240-10 丸 細**

- 先端外径：2.5mm

※**72-240-30 丸 太**

- 先端外径：3.0mm

**72-241-10 扁平 細**

※**72-241-30 扁平 太**




72-241-10

- 全長 overall length：350mm
- 有効長 working length：260mm
- 材質：ステンレス、真鍮クロムメッキ
- Scale：30%



72-241-10



72-241-30

#### 扁桃吸引管 Tonsil suction tube

クラス分類：一般 JMDN：16432001 届出番号：13B1X00137005400

##### ヤンカウエル氏 Yankauer



**70-313-00**

- 全長 overall length：260mm
- 有効長 working length：125mm
- 後端径：10基
- 材質：ステンレス、真鍮クロムメッキ
- Scale：30%

#### 扁桃吸引管 Tonsil suction tube

クラス分類：一般 JMDN：38749000 届出番号：13B1X00137008810


##### レーダー氏 Radar




70-314-10



70-314-10



70-314-20



70-314-30

**70-314-10 小**

- 全長 overall length：120mm

※**70-314-20 中**

- 全長 overall length：125mm

※**70-314-30 大**

- 全長 overall length：127mm


- 材質：ガラス
- Scale：90%

開口器  
ピンセット  
吸引管  
舌圧子  
鉗子  
剥離子  
メス  
鉤  
剪刀  
シャクン型スプレー  
洗滌器・注射器  
喉頭鏡  
絞断器  
咽喉頭用機器

## 舌圧子 Tongue depressor

クラス分類：一般 JMDN：14066000 届出番号：13B1X00137005100

## フレンケル氏 Fraenkel



70-150-10

70-150-20

## 70-150-10 小児用

- 全長 overall length：180mm
- 有効長 working length：85mm
- 先端：幅12mm

## 70-150-20 大人用

- 全長 overall length：185mm
- 有効長 working length：110mm
- 先端：幅16mm

- 材質：ステンレス
- Scale：40%

## チェルマック氏 Czermak



## 70-153-00

- 全長 overall length：190mm
- 有効長 working length：100mm
- 先端：幅19mm
- 材質：ステンレス
- Scale：40%

## ブリューニング氏 Bruenings



## 70-155-00

- 全長 overall length：190mm
- 有効長 working length：118mm
- 先端：広幅18.5mm 狭幅15mm
- 材質：ステンレス
- Scale：40%

## 板状 Plain



## 70-157-00

- 全長 overall length：125mm
- 先端：広幅17mm 狭端12mm
- 材質：ステンレス
- Scale：40%

## 京大式 Kyoto University



## 70-159-00

- 全長 overall length：150mm
- 先端：幅16mm
- 材質：ステンレス
- Scale：40%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

ジャクソン型  
スプレー洗滌器・  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

## 扁桃用鉤鉗子 Tonsil seizing forceps

クラス分類：一般 JMDN：15672000 届出番号：13B1X00137005300

### 高橋氏 Takahashi



70-243-00

#### 70-243-00 2爪

●先端：幅10×鉤高7.0mm

#### 70-244-00 3爪

●先端：幅11×鉤高9.0mm

●全長 overall length：200mm  
●有効長 working length：90mm  
●材質：ステンレス  
Scale：50%



70-243-00



70-244-00

### 吉井氏 Yoshii



#### 70-245-00 小児用

●全長 overall length：200mm  
●有効長 working length：90mm  
●先端：幅8.0×鉤高7.0mm  
●材質：ステンレス  
Scale：50%

### 山川氏 Yamakawa



#### 70-246-00

●全長 overall length：200mm  
●有効長 working length：90mm  
●先端：幅10×鉤高9.0mm  
●材質：ステンレス  
Scale：50%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー

洗滌器  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

**扁桃止血鉗子** Tonsil hemostatic forceps

クラス分類：一般 JMDN：10861001 届出番号：13B1X00137004200

高橋氏 Takahashi



**70-328-00**

- 全長 overall length : 190mm
  - 有効長 working length : 75mm
  - 先端：幅6.0×横65mm ● 材質：ステンレス
- Scale : 50%

**深部結紮用鉗子** Ligature forceps

クラス分類：一般 JMDN：12332000 届出番号：13B1X00137004700

モーリス・笹木氏 Morris-Sasaki



**70-331-00**

- 全長 overall length : 190mm
  - 有効長 working length : 45mm
  - 先端：幅2.0mm ● 材質：ステンレス
- Scale : 50%

吉田氏 Yoshida



**70-333-00**

- 全長 overall length : 180mm
  - 有効長 working length : 55mm
  - 先端：幅2.0mm ● 材質：ステンレス
- Scale : 50%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

ジャクソン型  
スプレー

洗滌器・  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

### 喉頭鉗子 Laryngeal forceps

鋭匙 クラス分類：一般 JMDN：70936000 届出番号：13B1X00137007900  
 麦粒 クラス分類：一般 JMDN：10861001 届出番号：13B1X00137004200

#### カールライネル氏 Carl Reiner



70-660-00

#### 70-660-00

- 全長 overall length：230mm
- 反り：80mm
- 刃先：幅3.5×横8.0mm
- 材質：ステンレス、アルミニウム（アルマイト処理）
- ・標準は鋭匙の嘴がつきます

#### ※70-661-00 嘴 鋭匙

- 刃先：幅3.5×横8.0mm

#### ※70-662-00 嘴 麦粒

- 先端：幅3.8×横8.0mm

Scale：35%

#### フレンケル氏 Fraenkel



70-690-00

#### 70-690-00 回転式

- 全長 overall length：240mm
- 反り：100mm
- 刃先：幅4.0×横9.0mm
- 材質：ステンレス

Scale：35%

#### トボルト氏 Tobold



70-712-00

#### 70-712-00

- 全長 overall length：230mm
- 有効長 working length：85mm
- 反り：64mm ● 先端：幅4.0×横9.0mm
- 材質：ステンレス

Scale：35%

#### 加藤氏 Kato



70-730-00

#### 70-730-00

- 全長 overall length：270mm
- 反り：95mm
- 刃先：幅2.8×横6.0mm
- 材質：ステンレス、アルミニウム（アルマイト処理）

#### ※70-731-00 嘴 鋭匙

- 刃先：幅2.8×横6.0mm
- 材質：ステンレス

Scale：35%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー

洗浄器  
注射器

喉頭鏡


絞断器

咽喉頭用機器

ラリング鉗子 Laryngeal forceps

クラス分類：一般 JMDN：70936000 届出番号：13B1X00137007900

鋭匙 Cupped



72-150-00

- 72-150-00 精円 直
- 72-151-00 精円 上向
- 72-152-00 精円 左向
- 72-153-00 精円 右向
- 刃先：幅1.5 x 横3.5mm

- ※72-154-00 精円 大 直
- ※72-155-00 精円 大 上向
- ※72-156-00 精円 大 左向
- ※72-157-00 精円 大 右向
- 刃先：幅2.0 x 横4.0mm

- 72-158-00 精円 上向左開
- 刃先：幅1.5 x 横3.5mm

- ※72-158-30 精円 大上向左開
- 刃先：幅2.0 x 横6.0mm

- 72-159-00 精円 上向右開
- 刃先：幅1.5 x 横3.5mm

- ※72-159-30 精円 大上向右開
- 刃先：幅2.0 x 横6.0mm

- 全長 overall length：315mm
- 有効長 working length：225mm
- 材質：ステンレス（テフロン加工）
- Scale：30%



72-150-00



72-151-00



72-152-00



72-153-00



72-158-00



72-159-00

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー

洗浄器  
注射器

喉頭鏡


絞断器

咽喉頭用機器

## ラリング鉗子 Laryngeal forceps

クラス分類：一般 JMDN：70936000 届出番号：13B1X00137007900

鋭匙 Cupped



72-160-25



72-160-30



72-161-30



72-162-25



72-163-25



72-168-25



72-169-25

**72-160-25 丸2.5mm 直**  
● 刃先：幅2.5 x 横2.5mm

**72-160-30 丸3.0mm 直**  
● 刃先：幅3.0 x 横3.0mm

※**72-161-25 丸2.5mm 上向**  
● 刃先：幅2.5 x 横2.5mm

**72-161-30 丸3.0mm 上向**  
● 刃先：幅3.0 x 横3.0mm

**72-162-25 丸2.5mm 左向**  
● 刃先：幅2.5 x 横2.5mm

※**72-162-30 丸3.0mm 左向**  
● 刃先：幅3.0 x 横3.0mm

**72-163-25 丸2.5mm 右向**  
● 刃先：幅2.5 x 横2.5mm

※**72-163-30 丸3.0mm 右向**  
● 刃先：幅3.0 x 横3.0mm

※**72-164-35 丸3.5mm 直**  
● 刃先：幅3.5 x 横3.5mm

※**72-165-35 丸3.5mm 上向**  
● 刃先：幅3.5 x 横3.5mm

※**72-166-35 丸3.5mm 左向**  
● 刃先：幅3.5 x 横3.5mm

※**72-167-35 丸3.5mm 右向**  
● 刃先：幅3.5 x 横3.5mm

**72-168-25 丸2.5mm 上向左開**  
● 刃先：幅2.5 x 横2.5mm

※**72-168-30 丸3.0mm 上向左開**  
● 刃先：幅3.0 x 横3.0mm

※**72-168-35 丸3.5mm 上向左開**  
● 刃先：幅3.5 x 横3.5mm

**72-169-25 丸2.5mm 上向右開**  
● 刃先：幅2.5 x 横2.5mm

※**72-169-30 丸3.0mm 上向右開**  
● 刃先：幅3.0 x 横3.0mm

※**72-169-35 丸3.5mm 上向右開**  
● 刃先：幅3.5 x 横3.5mm

● 全長 overall length : 315mm  
● 有効長 working length : 225mm  
● 材質：ステンレス (テフロン加工)  
Scale : 30%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー

洗滌器  
注射器

喉頭鏡


絞断器

咽喉頭用機器

ラリンゴ鉗子 Laryngeal forceps

クラス分類：一般 JMDN：10861001 届出番号：13B1X00137004200

麦粒 Serrated



72-170-00



72-170-00



72-171-00



72-172-00



72-173-00

**72-170-00 直**

● 刃先：幅1.5 x 横4.0mm

**72-171-00 上向**

● 刃先：幅1.5 x 横4.0mm

**72-172-00 左向**

● 刃先：幅1.5 x 横4.5mm

**72-173-00 右向**

● 刃先：幅1.5 x 横4.5mm

※**72-174-00 大直**

● 刃先：幅2.0 x 横5.0mm

※**72-175-00 大上向**

● 刃先：幅2.0 x 横5.0mm

※**72-176-00 大左向**

● 刃先：幅2.0 x 横5.0mm

※**72-177-00 大右向**

● 刃先：幅2.0 x 横5.0mm

※**72-178-00 特大直**

● 刃先：幅2.0 x 横9.0mm

※**72-179-00 特大上向**

● 刃先：幅2.0 x 横9.0mm

※**72-180-00 特大左向**

● 刃先：幅2.0 x 横9.0mm

※**72-181-00 特大右向**

● 刃先：幅2.0 x 横9.0mm

● 全長 overall length：315mm

● 有効長 working length：243mm

● 材質：ステンレス (テフロン加工)

Scale：30%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

ジャクソン型  
スプレー

洗滌器  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器


## ラリンゴ鉗子 Laryngeal forceps

クラス分類：一般 JMDN：35325001 届出番号：13B1X00137007000

剪刀状 Scissors

- 72-190-00 直
- 72-191-00 上向
- 72-192-00 右向
- 72-193-00 左向
- 72-198-00 上向左開
- ※72-199-00 上向右開

- 全長 overall length : 315mm
  - 有効長 working length : 225mm
  - 刃先 : 4.0mm
  - 材質 : ステンレス (テフロン加工)
- Scale : 30%



72-190-00



72-190-00



72-191-00



72-192-00



72-193-00



72-198-00

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー

洗滌器  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

## 扁桃吸引剥離子 Tonsil suction elevator

クラス分類：一般 JMDN：70952000 届出番号：13B1X00137008300

笹木氏 Sasaki

## 70-310-00

- 全長 overall length : 225mm
  - 有効長 working length : 100mm
  - 刃先：幅10×横25mm
  - 材質：真鍮クロムメッキ
- Scale : 50%



開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

ジャクソン型  
スプレー洗滌器・  
注射器

喉頭鏡


絞断器

咽喉頭用機器

## 扁桃周囲膿瘍刀 Peritonsillar abscess knife

クラス分類：一般 JMDN：35130001 届出番号：13B1X00137006800

- 開口器
- ピンセット
- 吸引管
- 舌圧子
- 鉗子
- 剥離子
- メス
- 鉤
- 剪刀
- シャクン型スプレー
- 洗滌器・注射器
- 喉頭鏡
- 絞断器
- 咽喉頭用機器



- 70-231-00 直 片刃
- ※70-232-00 直 両刃
  - 全長 overall length : 195mm
- 70-233-00 曲 片刃
- ※70-234-00 曲 両刃
  - 全長 overall length : 205mm
  - 刃先：幅5.0 x 横19mm
  - 材質：ステンレス
  - Scale : 40%

## 扁桃摘出用刀 Tonsil knife

クラス分類：一般 JMDN：35130001 届出番号：13B1X00137006800

### 高橋氏 Takahashi



- 70-265-00
  - 全長 overall length : 195mm
  - 刃先：左 幅6.0 x 横14mm 右 幅6.5mm
  - 材質：ステンレス
  - Scale : 50%

### 田所氏 Tadokoro



- 70-266-00
  - 全長 overall length : 205mm
  - 刃先：左 幅6.0 x 横8.0mm 右 幅6.0mm
  - 材質：ステンレス
  - Scale : 50%

## 扁桃摘出用刀 Tonsil knife

クラス分類：一般 JMDN：35130001 届出番号：13B1X00137006800

## 岡田氏 Okada



## 70-267-00

- 全長 overall length：215mm
- 刃先：左 幅4.0 x 横12mm 右 幅6.5mm

## 黒須氏 Kurosu



## 70-268-00

- 全長 overall length：210mm
- 刃先：左 幅9.0 x 横10mm 右 幅6.5mm

## 久保氏 Kubo



## 70-269-00

- 全長 overall length：245mm
- 刃先：左 幅4.0 x 横16mm 右 幅6.0 x 横17mm

## 山川氏 Yamakawa



## 70-270-00

- 全長 overall length：210mm
- 刃先：左 幅3.0 x 横10mm 右 幅6.5mm

## 笹木氏 Sasaki



## 70-271-00

- 全長 overall length：245mm
- 刃先：左 幅3.0 x 横8.0mm 右 幅6.0 x 横17mm

## 松田氏 Matsuda



## 70-272-00

- 全長 overall length：215mm
- 刃先：左 幅6.0 x 横7.0mm 右 幅6.5mm

## 大藤氏 Daito



## 70-273-00

- 全長 overall length：240mm
- 刃先：左 幅7.5 x 横15mm 右 幅6.0 x 横14mm

## 後藤氏 Goto



## 70-274-00

- 全長 overall length：230mm
- 刃先：左 幅5.0 x 横8.0mm 右 幅8.0mm

● 材質：ステンレス  
Scale：50%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー洗滌器・  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器


## 輪状刀 Adenoid curette

クラス分類：一般 JMDN：14070000 届出番号：13B1X00137005200

### ベックマン氏 Beckmann



70-510-00




70-510-00

70-510-10

70-510-20

70-510-30



70-510-40

70-510-50

70-510-60


- 70-510-00 NO.0
- 70-510-10 NO.1
- 70-510-20 NO.2
- 70-510-30 NO.3
- 70-510-40 NO.4
- 70-510-50 NO.5
- 70-510-60 NO.6

● 高さ：215mm ● 材質：ステンレス  
Scale：50%

## 喉頭刀 Laryngeal knife

クラス分類：一般 JMDN：35130001 届出番号：13B1X00137006800

### フレンケル氏 Fraenkel



70-771-00

70-772-00



70-773-00



70-774-00



70-775-00



70-776-00



70-777-00

- 70-771-00 A
- 刃先：幅3.0×横6.0mm

- 70-772-00 B
- 刃先：幅2.5×横5.0mm

- 70-773-00 C
- 刃先：幅3.0×横10mm

- 70-774-00 D
- 刃先：幅3.0×横10mm

- 70-775-00 E
- 刃先：幅3.0×横10mm

- 70-776-00 F
- 刃先：幅3.0×横14mm

- 70-777-00 G
- 刃先：幅3.0×横15mm

● 全長 overall length：175mm  
● 材質：ステンレス  
Scale：60%

## 喉頭刀把柄 Handle for laryngeal knife

クラス分類：一般 JMDN：12235000 届出番号：13B1X00137004500

### フレンケル氏 Fraenkel



- 70-778-00
- 全長 overall length：116mm
- 材質：ステンレス、真鍮クロムメッキ
- Scale：70%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー

洗滌器  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

ラリngo喉頭刀 Laryngeal knife

クラス分類：一般 JMDN：35130001 届出番号：13B1X00137006800



72-200-00

72-200-00 両刃直

- 全長 overall length：270mm
- 刃先：幅2.0 x 横5.0mm

72-201-00 両刃曲（ローゼン型）

- 全長 overall length：275mm
- 刃先：幅2.0 x 横3.5mm



72-200-00



72-201-00

※72-202-00 片刃 直

- 全長 overall length：275mm
- 刃先：幅1.5 x 横6.0mm

72-203-00 片刃 弱弯

- 全長 overall length：275mm
- 刃先：幅1.5 x 横7.0mm

72-204-00 片刃 強弯

- 全長 overall length：275mm
- 刃先：幅1.5 x 横5.0mm



72-203-00



72-204-00

※ 72-205-00 円型 直

※ 72-206-00 円型 左向

72-207-00 円型 右向

- 全長 overall length：273mm
- 刃先：幅2.5 x 横4.0mm

72-208-00 扇型 3mm 直

- 全長 overall length：275mm
- 刃先：3.0mm

※ 72-208-50 扇型 6mm 直

- 全長 overall length：275mm
- 刃先：6.0mm

※ 72-209-00 扇型 3mm 45°

- 全長 overall length：275mm
- 刃先：3.0mm

※ 72-209-50 扇型 6mm 45°

- 全長 overall length：275mm
- 刃先：6.0mm



72-207-00



72-208-00

- 材質：ステンレス（テフロン加工）
- Scale：40%

ラリngo把柄 Handle for laryngeal knife and hook

JMDN：12235000 届出番号：13B1X00137004500



72-229-00 喉頭刀及鉤用

- 全長 overall length：135mm
- 材質：ステンレス、真鍮クロムメッキ
- Scale：70%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー

洗滌器  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

こうがいきゅうこう

### 口蓋弓鉤 Pillar retractor

クラス分類：一般 JMDN：35105000 届出番号：13B1X00137006700

#### 久保氏 Kubo



#### 70-320-00

- 全長 overall length : 220mm
- 有効長 working length : 120mm
- 材質：ステンレス

#### ジョンソン氏 Johnson



#### 70-321-00

- 全長 overall length : 215mm
- 有効長 working length : 70mm
- 材質：ステンレス

Scale : 40%

### ラリング喉頭鉤 Laryngeal hook

クラス分類：一般 JMDN：35105000 届出番号：13B1X00137006700



72-220-00

#### 72-220-00 単鈍鉤

#### 72-221-00 単鋭鉤

- 鉤高：3.0mm ● 先端幅：0.7mm



72-220-00



72-221-00

#### 72-222-00 双鈍鉤

#### 72-223-00 双鋭鉤

- 鉤高：3.5mm ● 先端幅：2.7mm

- 全長 overall length : 270mm

- 材質：ステンレス (テフロン加工)

Scale : 30%



72-222-00



72-222-00



72-223-00

### ラリング把柄 Handle for laryngeal knife and hook

クラス分類：一般 JMDN：12235000 届出番号：13B1X00137004500



#### 72-229-00 喉頭刀及鉤用

- 全長 overall length : 135mm
  - 材質：ステンレス、真鍮クロムメッキ
- Scale : 70%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー

洗滌器  
注射器

喉頭鏡


絞断器

咽喉頭用機器

扁桃剥離用剪刀 Tonsil scissors

クラス分類：一般 JMDN：35325001 届出番号：13B1X00137007000

田中氏 Tanaka



70-280-01 左  
70-280-02 右

- 全長 overall length：190mm
  - 有効長 working length：50mm
  - 先端幅：7.0×刃先45mm
  - 材質：ステンレス
- Scale：50%

岡田氏 Okada



70-281-00

- 全長 overall length：205mm
  - 有効長 working length：40mm
  - 先端幅：8.0×刃先35mm
  - 材質：ステンレス
- Scale：50%

小野氏（岡田氏）Ono (Okada)



70-282-00 ギザ付

- 全長 overall length：205mm
  - 有効長 working length：40mm
  - 先端幅：7.0×刃先35mm
  - 材質：ステンレス
- Scale：50%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

ジャクソン型  
スプレー

洗滌器・  
注射器


喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

### ジャクソン型スプレー Jackson spray (他社仕入品です)

クラス分類：一般 JMDN：70453000 届出番号：20B1X00002003000



#### 74-330-00

・スプレー先咽頭用、直、瓶、スタンド、送風球

●材質：真鍮クロムメッキ、ガラス、天然ゴム

74-331-00 先 450mm

※74-332-00 先 350mm

74-333-00 先 咽頭用

●全長 overall length：176mm

●反り：38mm

74-334-00 先 直 85mm

●全長 overall length：130mm

●材質：真鍮クロムメッキ

Scale：60%

#### 74-335-00 瓶

●全長 overall length：86mm

●容量：5cc

●材質：ガラス、真鍮クロムメッキ

Scale：50%

#### 74-336-00 スタンド

●材質：真鍮クロムメッキ

※74-336-10 チューブ

#### 74-337-00 送風球

●材質：天然ゴム

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

ジャクソン型  
スプレー

洗滌器  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

咽喉頭用機器

## 扁桃窩洗滌器 Tonsillar fossa syringe

クラス分類：一般 JMDN：34630000 届出番号：13B1X00137006200


菊池氏 Kikuchi



70-190-10



70-190-20



70-188-00

### ※70-184-00 5cc

- ・ポンプ、針細、針太各1ヶ
- 材質：真鍮クロムメッキ、ガラス、ステンレス

### 70-188-00 ポンプ 5cc

- 材質：ガラス、真鍮クロムメッキ

### 70-190-10 針 細

- 先端径：2.0mm
- 材質：真鍮クロムメッキ、ステンレス

### 70-190-20 針 太

- 先端径：2.6mm
- 材質：真鍮クロムメッキ、ステンレス

Scale：40%

## 扁桃手術用注射器 Syringe for tonsil surgery


ポンプ クラス分類：一般 JMDN：70202000 届出番号：13B1X00137007600  
針 クラス分類：一般 JMDN：30890000 届出番号：13B1X00137007018



70-180-20



70-180-30



70-180-10

### ※70-180-00

- ・ポンプ、針直、曲各1ヶ

### 70-180-10 ポンプ

- 容量：1.5cc
- 材質：真鍮クロムメッキ、ステンレス

### 70-180-20 針 直

- 材質：真鍮クロムメッキ、ステンレス


### 70-180-30 針 曲

- 材質：真鍮クロムメッキ、ステンレス


Scale：40%

## 喉頭注射器 Laryngeal syringe

ポンプ クラス分類：一般 JMDN：70202000 届出番号：13B1X00137007600  
針 クラス分類：一般 JMDN：30890000 届出番号：13B1X00137007018



70-754-00



70-753-00

### ※70-752-00

- ・ポンプ、針各1ヶ
- 材質：真鍮クロムメッキ、ガラス、バイトン、ステンレス

### 70-753-00 ポンプ

- 材質：真鍮クロムメッキ、ガラス、バイトン
- 容量1.5cc

### 70-754-00 針

- 材質：ステンレス、真鍮クロムメッキ

Scale：40%

## ラリngo注射針 Needle for laryngeal syringe

二段型 クラス分類：一般 JMDN：30890000 届出番号：13B1X00137007018



72-231-00

### 72-231-00 針 二段型

- 全長 overall length：240mm
- 有効長 working length：225mm
- 材質：ステンレス・真鍮クロムメッキ

Scale：40%

開口器

ヒンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

ジャクソン型  
スプレー

洗滌器・  
注射器

喉頭鏡


絞断器

咽喉頭用機器

## ラリンゴ喉頭鏡 Laryngoscope

クラス分類：一般 JMDN：70969001 届出番号：13B1X00137008600 (72-110-00~72-112-00)

### F式 F type



#### 72-110-00 小

- 先端外径：縦12×横14mm
- 有効長 working length：155mm

#### 72-111-00 中

- 先端外径：縦12×横14mm
- 有効長 working length：177mm

#### 72-112-00 大

- 先端外径：縦14×横16mm
- 有効長 working length：177mm

- 材質：真鍮（黒メッキ）、ステンレス
- Scale：25%


#### ※72-112-10 ラリンゴ喉頭鏡用 バネ1型

・上から喉頭鏡に差し込むと右側にバネが巻かれています

#### ※72-112-20 ラリンゴ喉頭鏡用 バネ2型

・上から喉頭鏡に差し込むと左側にバネが巻かれています

- 材質：ステンレス（テフロン加工）



#### 72-120-00 導光管 小

- 全長 overall length：170mm
- 有効長 working length：126mm
- 先端外径：5.0mm
- Scale：60%


#### ※72-122-00 導光管 大・中

- 全長 overall length：185mm
- 有効長 working length：143mm
- 先端外径：5.0mm
- 材質：真鍮（テフロン加工）・ステンレス・ガラスファイバー



#### 72-128-00 ファイバー誘導管

- 全長 overall length：1500mm
- 材質：真鍮クロムメッキ、ステンレス、ガラスファイバー、ポリアセタール樹脂、ポリ塩化ビニル



#### 72-141-00 支持棒

- 全長 overall length：370mm
- 材質：ステンレス
- Scale：30%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー

洗滌器  
注射器

喉頭鏡


絞断器

咽喉頭用機器


ラリンゴ喉頭鏡 Laryngoscope

クラス分類：一般 JMDN：70969001 届出番号：13B1X00137008600


小池氏 Koike



72-116-10



72-117-10



72-118-10



72-117-10



72-130-30

72-116-10 小

- 先端外径：縦12 x 横14mm
- 有効長 working length：155mm

72-117-10 中

- 先端外径：縦12 x 横14mm
- 有効長 working length：177mm

72-118-10 大

- 先端外径：縦14 x 横16mm
- 有効長 working length：177mm

- 材質：真鍮（黒メッキ）、グラスファイバー
- Scale：30%

※72-112-10 ラリンゴ喉頭鏡用 バネ1型  
・上から喉頭鏡に差し込むと右側にバネが巻かれています


※72-112-20 ラリンゴ喉頭鏡用 バネ2型  
・上から喉頭鏡に差し込むと左側にバネが巻かれています

- 材質：ステンレス（テフロン加工）

72-130-30 ファイバー誘導管

- 材質：真鍮クロムメッキ、ステンレス、グラスファイバー、ポリアセタール樹脂、ポリ塩化ビニル

F式 F type



72-141-00 支持棒

- 全長 overall length：370mm
- 材質：ステンレス
- Scale：30%

開口器

ヒンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

ジャクソン型  
スプレー

洗浄器  
注射器

喉頭鏡


絞断器

咽喉頭用機器

#### ラリンゴ喉頭鏡 Laryngoscope

クラス分類：一般 JMDN：70969001 届出番号：13B1X00137008600 (72-113-00～72-115-00)

齊藤氏 Saito



72-114-00



72-125-00



72-128-00



72-142-00

#### 72-113-00 小

- 先端外径：縦12 x 横14mm

#### 72-114-00 中

- 先端外径：縦12 x 横14mm

#### 72-115-00 大

- 先端外径：縦14 x 横16mm

- 有効長 working length：170mm
- 材質：真鍮（黒メッキ）、ステンレス
- Scale：30%

#### 72-125-00 導光管 大・中・小

- 全長 overall length：180mm
- 有効長 working length：135mm
- 先端外径：5.0mm

- 材質：真鍮（テフロン加工）、グラスファイバー、ステンレス
- Scale：60%

#### 72-128-00 ファイバー誘導管

- 全長 overall length：1500mm
- 材質：真鍮クロムメッキ、ステンレス、グラスファイバー、ポリアセタール樹脂、ポリ塩化ビニル

#### 72-142-00 支持棒

- 全長 overall length：380mm
- 材質：ステンレス
- Scale：20%

#### ラリンゴ支持台 Supporting board for layngoscope holder



#### 72-143-00

- 全長 overall length：230mm
- 横：580mm
- 高さ：250mm
- 材質：ステンレス、鉄、ポリ塩化ビニル
- Scale：20%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー

洗滌器  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

**ラリンゴ絞断器** Laryngeal polypus snare

クラス分類：一般 JMDN：34822000 届出番号：13B1X00137006400 (72-250-00)



72-250-00

**72-250-00**

- 全長 overall length：370mm
- 有効長 working length：255mm
- Scale：30%


※72-250-01 中芯

- 材質：ステンレス
- ・絞断線は耳茸用 (50-945-00) をご使用下さい。

**扁桃絞断器** Tonsil snare

クラス分類：一般 JMDN：34822000 届出番号：13B1X00137006400 (70-290-00、70-292-00、70-294-00)  
 クラス分類：一般 JMDN：34822000 届出番号：20B1X00002000510 (70-292-20)  
 クラス分類：一般 JMDN：34822000 届出番号：13B1X00137006400 (70-295-00)

高橋氏 Takahashi



70-290-00

**70-290-00**

- 全長 overall length：270mm
- 有効長 working length：110mm
- Scale：30%




70-290-10

※70-290-10 中芯  
70-290-20 中芯 ブリュエニング氏 タイプ

- 材質：ステンレス

ブリュエニング氏 Bruenings



70-292-00

**70-292-00**

- 全長 overall length：280mm
- 有効長 working length：110mm

※70-292-10 中芯

- 全長 overall length：170mm
- 横：2.6mm
- 材質：ステンレス
- Scale：30%

ダイジング氏 Tyding



70-294-00


**70-294-00** ダイジング氏

- 全長 overall length：320mm
- 有効長 working length：50mm

※70-294-10 ダイジング氏用 中芯

- 材質：ステンレス
- Scale：30%

鋼線 Wire



70-292-20



70-295-00

**70-292-20** ブリュエニング氏絞断線 50本入

- 全長 overall length：48mm
- 横：21mm
- 材質：ステンレス
- Scale：100%

**70-295-00** 1m 10入

- 先端径：0.5mm ● 材質：ステンレス
- ・絞断線は1袋1m巻10本入です。
- ・太さは耳茸用0.2mm鼻茸用0.3mmです。
- Scale：45%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

シャクン型  
スプレー

洗滌器・  
注射器

喉頭鏡


絞断器

咽喉頭用機器

### 会厭軟骨起子 Epiglottis elevator

クラス分類：一般 JMDN：11504000 届出番号：13B1X00137004300 (70-651-00)

#### ルブリンスキー氏 Lublinski



#### ※70-651-00

- ・先、把柄
- 全長 overall length：312mm
- 有効長 working length：50mm

#### 70-652-00 把柄

- 全長 overall length：102mm

#### 70-653-00 先

- 全長 overall length：210mm
- 有効長 working length：50mm
- 先端：幅12mm

- 材質：ステンレス
- Scale：60%

### 甲状腺消息子 Thyroid probe

クラス分類：一般 JMDN：32870001 届出番号：13B1X00137005800

#### コッヘル氏 Kocher



#### 70-751-00

- 全長 overall length：170mm
- 有効長 working length：70mm
- 先端：幅12 x 横60mm

- 材質：ステンレス
- Scale：60%

### アデノイド消息子 Adenoid probe

クラス分類：一般 JMDN：32870001 届出番号：13B1X00137005800

#### 中村氏 Nakamura



#### 70-840-00 玉付

- 全長 overall length：238mm
- 先端外径：7.8mm

- 材質：ステンレス
- Scale：50%

### 指甲 Finger guard



#### 70-578-00 三節

- 全長 overall length：83mm
- 先端外径：20mm
- 後端外径：縦42 x 幅25mm

- 材質：ステンレス
- Scale：60%

### 扁桃摘出用血管纏絡針 Ligature needle for tonsillectomy

クラス分類：一般 JMDN：70417001 届出番号：13B1X00137007700

#### ライヘルト氏 Reichert



#### 70-355-00

- 全長 overall length：200mm
- 有効長 working length：60mm

- 材質：ステンレス
- Scale：60%

開口器  
ピンセット  
吸引管  
舌圧子  
鉗子  
剥離子  
メス  
鉤  
剪刀  
シャクン型スプレー  
洗滌器・注射器  
喉頭鏡  
絞断器  
咽喉頭用機器

咽喉頭用捲綿子 Pharyngeal applicator

クラス分類：一般 JMDN：10172000 届出番号：13B1X00137004000

ハルトマン氏 Hartmann



70-170-00 丸

- 全長 overall length : 200mm
  - 有効長 working length : 30mm
  - 反り : 22mm ● 先端外径 : 3.0mm
  - 材質 : ステンレス
- Scale : 40%

喉頭用捲綿子 Laryngeal applicator

クラス分類：一般 JMDN：10172000 届出番号：13B1X00137004000

ペルテソン氏 Pelteson



70-640-00

- 全長 overall length : 260mm
  - 有効長 working length : 35mm
  - 反り : 80mm ● 先端外径 : 3.0mm
  - 材質 : ステンレス
- Scale : 40%

開口器

ピンセット

吸引管

舌圧子

鉗子

剥離子

メス

鉤

剪刀

ジャクソン型  
スプレー

洗滌器・  
注射器

喉頭鏡

絞断器

咽喉頭用機器

**ENTFirst 第一医科株式会社**

■本社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-16  
TEL.03(3814)0111(代) FAX.03(3814)0135

■大阪営業所 〒534-0027 大阪市都島区中野町4-8-10  
TEL.06(6351)0111(代) FAX.06(6351)0106

■名古屋営業所 〒467-0856 名古屋市瑞穂区新開町28-26  
TEL.052(882)3991 FAX.052(882)3992

**DAIICHI MEDICAL CO.,LTD. [www.first-med.co.jp](http://www.first-med.co.jp)**