



LED ヘッドライト ステラビュー βTITANIUM FRAME Type

■ 販売名 LEDヘッドライト ステラビュー

製造販売届出番号:13B1X00137150150

■ LEDヘッドライト 仕様

項目	エネルギー電源セット	リチウムイオン電源セット	100V電源セット(スタンド含まず)
照度クールタイプ(冷白色)	113,000lx(15cm) 30,000lx(30cm)	108,000lx(15cm) 28,000lx(30cm)	120,000lx(15cm) 31,000lx(30cm)
照度ニュートラルタイプ(昼白色)	93,000(15cm) 25,000lx(30cm)	74,000(15cm) 18,000lx(30cm)	95,000(15cm) 23,000lx(30cm)
照野径	固定絞り 直径約33mm(距離150mm) 直径約63mm(距離300mm)		
	可変絞り 直径約15mm~33mm(距離150mm) 直径約30mm~63mm(距離300mm)		
LED寿命	約30,000時間(LED本体交換可能)		
光源	3W 白色ハイパワーLEDランプ		

■ 電源オプション 仕様

項目	エネルギー電源セット	リチウムイオン電源セット	100V電源セット(スタンド含まず)
寸法(突起部含まず)	72.5×65×20mm	83×48×47.5mm	約161×102×90mm
調光ステップ	3ステップ	連続	連続
使用可能時間(パワーMax)	約240分	約210分	—
充電時間	約220分	約120分	—
充電電池	単三エネルギー4本(乾電池使用可)	リチウムイオン	—
重量(電池含む)	175g	200g	約580g

■ LEDヘッドライトステラビュー 電源オプション



エネルギー電源セット
50-160-10



リチウムイオン電源セット
50-160-00



100V電源セット
50-160-20



100V電源用スタンド
50-160-30

寸法 180×180×315mm
重量 2.4kg



組み合わせ例

- 100V電源用スタンド
50-160-30
- 100V電源セット
50-160-20

延長ケーブル
50-161-00
寸法 約1200mm

最高照度のハイパワーLEDを搭載
This is STELLA VIEW

長時間の使用にも負担が少ない
軽量設計

長時間寿命で経済的
ランプ寿命は約30,000時間

LEDランプは用途で選択可能

- ・冷白色で非常に明るいクールタイプ
- ・電球色に近い色合いの昼白色ニュートラルタイプ

進化した新機能搭載

301204



第一医科株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-16 Tel 03-3814-0111 Fax 03-3814-0135
 大阪営業所 〒534-0027 大阪府都島区中野町4-8-10 Tel 06-6351-0111 Fax 06-6351-0106
 名古屋営業所 〒467-0856 名古屋市瑞穂区新開町28-26 Tel 052-882-3991 Fax 052-882-3992

DAIICHI MEDICAL CO.,LTD. www.first-med.co.jp

実物と印刷物では色の出方が異なります。デザイン・仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

第一医科株式会社

βチタンフレーム型

β TITANIUM FRAME Type

弾力性に優れ、強度が格段にアップ

上質なデザインと洗練されたフレームライン
使うたびに感じる喜びと最高のフィット感

3つのカラーバリエーション



黒

赤

青

2つのオプション



50-173-20
FLH-80NV

+

50-150-71
BLS-1

双眼ルーペ

■双眼ルーペバリエーション

	倍率	観察距離	視野径	重量
BLS-1	1.5~2倍	530~340mm	φ145~120mm	83g
BLS-3	2.5~3倍	530~340mm	φ78~38mm	81g
BLP-4	4~4.5倍	550~350mm	φ80~50mm	100g
BLP-6	5.5~6倍	550~350mm	φ40~25mm	103g

※新規ご注文時、ご用命ください(額帯型には取り付けができません)



50-173-20
FLH-80NV

+

50-170-10
拡大レンズ
βチタン用

■拡大レンズバリエーション(βチタン用・額帯用共通)

外形寸法	約112×61×48mm	
質量	50g(額帯用) 35g(βチタン用)	
レンズのディオプター	×1.7	+2.75D
	×2.0	+3.8D

額帯型

HEAD BAND Type

コストパフォーマンスに優れ
信頼と実績を兼ね揃えた正統派



50-153-10
FLH-10C
額帯

額帯型ならではの特徴
使い慣れた額帯鏡にも取り付け可能



50-154-20
FLH-15NV
トップバンド



50-153-20
FLH-10NV
+
50-170-00
拡大レンズ
額帯用

βチタンフレーム型ならではの特徴

- 弾力性に優れたβチタンをフレームに採用し、強度が格段にアップ
- 関節部にストッパーを新たに搭載。ヘッドライトの跳ね上げ動作と原点復帰動作を的確にサポート
- ノーズパットの根元も鼻への負担を考えた新設計

βチタンフレームを採用

ストッパー機構を搭載

バネを内蔵し鼻への負担を軽減

50-173-20
FLH-80NV

This is STELLA VIEW

最高照度のハイパワーLEDを搭載