


FIRST
×
CRAFTSMAN
collaboration
forceps

誕生、 匠の技

第一医科と職人が、長年の経験と技術を駆使し
生み出したオリジナル鉗子です。
使い勝手を思い、より小さく、より精密に。
使われる方にも実感していただけるよう、
こだわりを持って丹精込めて作り上げました。


SUPERMICRO SERIES スーパーマイクロシリーズ

麦粒状



スーパーマイクロ 麦粒状

先端:W0.6×D2.0mm



極小 麦粒 直


先端:W1.0×D4.2mm

截除状



スーパーマイクロ 截除状


内寸:W0.6×D2.8mm



高原氏截除鉗子 直


内寸:W1.0×D3.0mm

剪刀状



スーパーマイクロ 剪刀状

刃先:2.5mm



シエー氏 剪刀状 直

刃先:6.0mm

鋭匙状



スーパーマイクロ 鋭匙状

先端:W0.6×D0.8mm



極小 鋭匙 直

先端:W1.0×D2.0mm

鋭匙状短型



スーパーマイクロ 鋭匙状短型

先端:W0.8×D0.8mm

マリウスニッパー



スーパーマイクロ マリウスニッパー


刃先:0.8mm

高原氏型



スーパーマイクロ 高原型

先端:W0.6×D2.0mm



高原氏 鋭匙 直

先端:W1.2×D4.0mm

精密、そして極小。第一医科と職人の織りなす、究極の型値かたち

051003



みみはなのどを想い 半世紀
れて...ISO 13485 本社・工場

第一医科株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-16 Tel 03-3814-0111 Fax 03-3814-0135
 大阪営業所 〒534-0027 大阪市都島区中野町4-8-10 Tel 06-6351-0111 Fax 06-6351-0106
 名古屋営業所 〒467-0856 名古屋市瑞穂区新開町28-26 Tel 052-882-3991 Fax 052-882-3992