

ENTFirst

コンパクトなスタンダードモデル

ファーストスコープ 08型

EFM08J



- 光軸と視軸が同一で狭小部位も観察可能
- アームを完全に折りたたみ、コンパクトに収納
- ボールジョイントを採用し、ストレスのない操作を実現

特徴

- 使い易さを考えた3変倍(3.75×・6.25×・10.0×)
- 用途に応じ倍率を簡単切換
- 光軸と視軸が同一の為、細い耳鏡でも観察が可能
- 可動部に人工関節素材を使用し、よりスムーズな操作性
- 軽量化・スリム化したグリップ
- オプションのビームスプリッタを付ければCマウントカメラが接続可能

変倍

鏡筒両側面に取付けられている変倍ダイヤルを回すと、用途に合わせて簡単に変倍できます。



※写真はビームスプリッタ取付時

仕様

対物レンズ焦点距離	250mm
接眼レンズ倍率	12.5×
変倍機構	3変倍式
総合倍率	3.75×・6.25×・10.0×
実視野	3.75×の場合 φ44mm
	6.25×の場合 φ31mm
	10.0×の場合 φ20mm

照明径	φ70mm
照明	LED式
視度調整	-10～+7 ディオプトリ
重量	約10kg

構成

鏡筒	1式
ダブルアーム	1台
コントロールアーム	1台
支柱取付金具角型	1個
ACアダプタ	1式

- 販売名 ファーストスコープ08型
- クラス分類 一般医療機器
- リスク分類 特定保守管理医療機器
- 承認・認証・届出 13B1X00137130990
- JMDNコード 36354020

オプション



ビームスプリッタ



マイクロ用支柱取付金具延長型

スタンド

汎用スタンドに取付ければ移動が容易に出来ます。

実物と印刷物では色の出方が異なります。デザイン・仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 052307

第一医科株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-16 Tel 03-3814-0111 Fax 03-3814-0135
大阪営業所 〒534-0027 大阪市都島区中野町4-8-10 Tel 06-6351-0111 Fax 06-6351-0106
名古屋営業所 〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞1-2-47 Tel 052-856-0191 Fax 052-856-0192

DAIICHI MEDICAL CO.,LTD.

第一医科 オフィシャルホームページ www.first-med.co.jp

