

鼻孔プロテクター(愛媛大学式)

鼻孔入口部の保護と同時に鼻孔の拡張を実現

内視鏡下鼻内手術における鼻孔入口部の保護と拡張

鼻孔に留置し内視鏡・器具の挿入を容易に

鼻孔に合うサイズへ調整可能





愛媛大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 西田直哉先生 御考案

意匠登録： 意匠登録第1735678号 名称： 鼻孔プロテクター

特徴

- ① 鼻孔を拡張しスムーズな器具の挿入、処置が可能
- ② 鼻孔入口部をカバーし、器具との接触を回避
- ③ 鼻孔の大きさに合わせてサイズの変更が可能




基本仕様

コード番号 : 61-690-10 (5入り)


先端サイズ :

小



61-690-00 (5入り)

大



材質 : エラストマー/スチレン系
届出番号 : 13B1X00137009400

クラス分類 : 一般医療機器 (クラス1)
JMDN : 38821001

実物と印刷物では色の出方が異なります。デザイン・仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 102109

第一医科株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-16
大阪営業所 〒534-0027 大阪市都島区中野町4-8-10
名古屋営業所 〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞1-2-47

Tel 03-3814-0111 Fax 03-3814-0135
Tel 06-6351-0111 Fax 06-6351-0106
Tel 052-856-0191 Fax 052-856-0192

DAIICHI MEDICAL CO.,LTD.

第一医科 オフィシャルホームページ www.first-med.co.jp

