

高照度LEDと視野径可変機構で診療をサポート

LEDヘッドライトステラビューII

NEOフレームタイプ
(ソックスカラー:黒)



ソックスカラー:ピンク

バッテリーパック

- 樹脂フレーム採用による軽量化、向上したフィット感
- リモートスイッチで容易にON・OFF
- 別体型バッテリーパック仕様

セット
タイプ



仕様

LEDヘッドライトステラビューII

照度ニュートラルタイプ (昼白色)	最大約12,000lx (距離400mm)	色温度約4100k
照野径	視野径可変範囲 直径約15mm~33mm (距離150mm)	直径約48mm~100mm (距離400mm)
LED寿命	約30,000時間 (LED本体交換可能)	
光源	3W ニュートラルホワイトLED	

バッテリーパック

寸法 (突起部含まず)	88.5×68×22mm
調光ステップ	3ステップ
使用可能時間 (パワーMax)	約210分
充電池/充電時間	内蔵型ニッケル水素電池/約180分
重量 (電池含む)	約170g

- 販売名 LEDヘッドライトステラビューII
- クラス分類 一般医療機器
- 承認・認証・届出 13B1X00137050175
- JMDNコード 11963000



・リモートスイッチ



・バッテリーパック



・拡大レンズ (オプション)



・クリヤーシールド (オプション)

※眼鏡使用時は取付不可

構成

005017520 NEOフレームタイプ EFLH100NVB フレーム白/ソックス黒 1セット

005017530 NEOフレームタイプ EFLH100NVP フレーム白/ソックスピンク 1セット

005017540 額帯タイプ EFLH100NVG 1セット

・各セットともバッテリーパック、リモートスイッチは構成に含まれます。

オプション

005017491 拡大レンズ保持部 PartA:額帯用 FLH-GJIG

005017492 拡大レンズ保持部 PartB:NEOフレーム用 FLH-FJIG

005017493 拡大レンズ 1.75倍 アルミシャフト

005017494 拡大レンズ 2.0倍 アルミシャフト

005017593 NEOフレーム用クリヤーシールド

実物と印刷物では色の出方が異なります。デザイン・仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 052602

第一医科株式会社

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-27-16 Tel 03-3814-0111 Fax 03-3814-0135
 大阪営業所 〒534-0027 大阪府都島区中野町4-8-10 Tel 06-6351-0111 Fax 06-6351-0106
 名古屋営業所 〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞1-2-47 Tel 052-856-0191 Fax 052-856-0192

DAIICHI MEDICAL CO.,LTD.

第一医科 オフィシャルホームページ www.first-med.co.jp

